



Field Test SwissEar	2024/6/5	SWISS+EAR
Bernafon reference	MB / PZu	

Subject	
性別	男性
生年月日	1931
職業	年金受給者
装用暦	10年以上CIC(直近はSymbioXT400)



オーディオロジー面のコメント

典型的な CIC ユーザー
SwissEarによる別の調整

オープン外耳道を通じての自然なサウンド認知により低域失聴が無い。
この種のセッティングによる13バッテリーの寿命は3週間程度。
CICでもSwissEarでもフィードバック問題無し

成果

主な改善:

- 真のオープンフィットで外耳道の閉塞感が無いためすばらしい装用感:
"CICよりもSwissEarのほうが平均的装用時間は大幅に長い。
夕方外出する時、8時間以上装用している感じがなくらい自然。"
- こもり感や閉塞感が無い:
"昼食や夕食時会話が不自由なく出来、自分の声が全く自然に聞こえる。"